

FORUM Office di ZEISS

Acquisire, rivedere, decidere



La vostra sfida

La giornata lavorativa è sempre ricca di impegni, pertanto accedere in modo rapido ed efficace a dati affidabili che riguardano gli esami dei pazienti si rivela fondamentale per effettuare valutazioni cliniche accurate e garantire un flusso di lavoro scorrevole dall'esame del paziente alla visita finale. In altre parole, una gestione del lavoro efficace in cui tutte le informazioni sono collegate contribuisce al successo dello studio e della vostra attività.

La nostra soluzione FORUM

FORUM® Office di ZEISS è una soluzione semplice e pratica per la gestione dei dati mediante la piattaforma ZEISS FORUM preinstallata su di un computer potente e all'avanguardia. FORUM Office di ZEISS consente l'accesso a tutti i dati degli esami da tre diverse postazioni diagnostiche contemporaneamente e permette di collegare fino a tre strumenti ZEISS compatibili con lo standard DICOM.

FORUM Office di ZEISS può essere personalizzato per soddisfare le esigenze di qualsiasi ambulatorio, dall'integrazione con sistemi di cartelle cliniche elettroniche all'aggiunta di strumenti, visualizzatori per workstation e postazioni ZEISS.



We make it visible.

FORUM Office di ZEISS

Vantaggi chiave

Acquisizione

- Maggiore efficienza dello studio medico attraverso un flusso di lavoro computerizzato, dalla prescrizione degli esami fino all'accesso ai dati direttamente presso il riunito oftalmico
- Archiviazione centrale dei dati e backup per la massima sicurezza e tranquillità

Revisione dei dati

- Accesso e revisione in tempo reale dei dati diagnostici del paziente, chiaramente visualizzati su un unico schermo

- FORUM Office di ZEISS utilizza visualizzazioni cliniche preconfigurate per creare visualizzazioni specifiche in modo completamente automatico, in base a report e alle immagini preesistenti

Decisione

- Il software FORUM di ZEISS permette di prendere decisioni più efficaci grazie a una presentazione dei dati adeguata dal punto di vista clinico
- Se lo si desidera, FORUM Office di ZEISS può essere ampliato con plugin software per esami relativi a glaucoma e retina

	FORUM Office di ZEISS (hardware incluso)	Requisiti minimi per l'aggiunta di FORUM Viewer di ZEISS	
Hardware	PC Dell, OptiPlex Mini Tower	PC	Macintosh
Processore	Intel® Core™ i7 – 4770S ad alte prestazioni	Intel® Core™ i5-750 o simile	Hardware compatibile con i requisiti di sistema OS X 10.10
RAM libera	16 GB RAM interna	Minimo 4 GB	Minimo 4 GB
Spazio libero su disco rigido	HDD 3 x 2000 GB per la massima disponibilità durante l'uso del PC con backup aggiuntivo di immagini e dati	Minimo 8 GB	Minimo 8 GB
Risoluzione dello schermo	1920 x 1080 pixel	Minimo 1280 x 800 pixel Raccomandata: 1680 x 1050 pixel o superiore	Minimo 1280 x 800 pixel Raccomandata: 1680 x 1050 pixel o superiore
Sistema operativo	Windows 8.1 professional preattivato 64 bit	Windows 7 (32 bit e 64 bit) con Service Pack 1, Windows 8.1 (64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit) con Service Pack 1 o Windows Terminal Server 2008 R2 (64 bit), Windows Sever 2012 R2	OS X 10.10 (Yosemite)
Display	Monitor LED da 24"	–	–
Accessori	Mouse, tastiera e dispositivi di rete opzionali	–	–



Scansionate il codice QR con il vostro smartphone per ottenere maggiori informazioni sul prodotto.



0297 (FORUM Archive & Viewer)

Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.zeiss.com/forum



Carl Zeiss Meditec AG
Goeschwitzer Strasse 51–52
07745 Jena
Germania
www.zeiss.com/forum